


規格書

| | | | | | |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|
| 品名 | F-CF-P17 活性碳口罩-包邊-單片裝-扁筋 無鋼印 | | | | |
| 原材質 | | 外層 | 二層 | 三層 | 內層 |
| | 材質 | PP無紡布 | 活性碳布 | 熔噴無紡布 | ES無紡布 |
| | 克重 (g/m²) | 30 | 38 | 25 | 20 |
| 口罩規格 | 尺寸 (mm) | 長度±0.2 | 寬度±0.2 | 寬幅±0.2 | 耳帶±0.5 |
| | | 93 | 175 | 150 | 165 |
| | 其他 | 鋼印 | 側邊狀態 | 耳帶類型 | 鼻樑條 |
| | | 無鋼印 | 包邊 | 扁型彈性耳帶 | 塑膠包覆鐵絲 |
| 包裝規格 | | PE袋 | 內盒 | 外箱 | |
| | 包裝方式 | 單片裝 | 50片/盒 | 40盒/箱 | |
| 功能 | | 防止飛沫・粉塵・除異味 | | | |
| 使用說明 | 1. 將口罩白色材質部份置於內側,兩端之鬆緊帶掛於雙耳。 2. 輕壓調整口罩上沿之鼻片,以便口罩與鼻樑處密合。 3. 按住鼻樑上之鼻片,並將口罩下端拉至下顎, 並獲得最大之防護面積與最佳之防護效果。 | | | | |
| 產品照片 |  | | | | |